

Especificaciones Técnicas para NemoStudio Cloud y Desktop

Sistema Operativo	Requisitos: Windows 10 Professional nativo de 64 bits o Windows 10 Home (con todas las actualizaciones de Windows instaladas).
Procesador	Requerimientos mínimos: Intel Core i7 at 2.8 Ghz.
Memoria RAM	Requerimientos mínimos: 16 GB.
Tarjeta Gráfica	NVidia graphics card. Mínimo 2 GB. VRAM
Espacio Disco	15 GB para la instalación del software. Se necesitará espacio adicional, según el volumen de los casos que se aborden.
Acceso a Internet y configuración Firewall	Obligatorio: Tener acceso a Internet para obtener las licencias registradas del cliente. Permita el acceso a la LAN para comunicarse con la aplicación NemoStudio.
Ejecutando en la red de área local (LAN)	Instalaciones en red local por cable, velocidad mínima 1 Gb./sec.
Requisitos mínimos de conexión red WIFI (Solo para Cloud)	Velocidad de Internet mínima 100 Mbps simétricos (Recomendables al menos 300 Mbps simétricos), disponibles desde el propio ordenador. (Solo para instalaciones NemoStudio Cloud)
Ratón	Altamente recomendado: Ratón externo con 2 botones y el tercero es una rueda.
Ordenadores Apple Macbook, iMac	Bootcamp (Windows nativo) para máximas prestaciones. Todos los requisitos previos para el Sistema Operativo y el hardware se aplican a esta configuración también, como es el requerimiento mínimo: Intel Core i7 at 2.8 Ghz.

Tabla 1: Especificaciones Técnicas para NemoStudio Cloud y Desktop